



Développé spécialement pour les ruminants, ce tourteau de soya offre une digestibilité rumen/intestin équilibrée.



Transformateur de soya

Soya Excel

Formule équilibrée

Analyse typique

Tel que reçu

100% MS

Matière Sèche (MS) - %	93,71	100
Humidité - %	6,29	0
Protéine Brute (PB) - %	44,63	47,63
Protéine Soluble - % PB	16,11	
Protéine Non-Dégradable - % PB	67,41	
Protéine Non-Digérée - % PB	6,81	
Protéine digérée dans le rumen/Protéine dégradable - % PB	32,59	
Protéine digérée dans l'intestin - % PB	60,6	
Protéine Digestible - % PB	93,19	
Matière Grasse Brute - %	5,40	5,76
Fibre Brute - %	5,29	5,64
Fibre Det. Acide (ADF) - %	8,21	8,76
Fibre Det. Neutre (NDF) - %	10,65	11,37
AD-ICP - % PB	1,28	
ND-ICP - % PB	5	
ADL - % NDF	12,13	
ADL - %	1,29	1,38
Cendres - %	5,99	6,39
Amidon - %	1,06	1,13
Sucres solubles dans l'eau - %	18,9	20,2
Solubilité de la protéine (KOH) - % PB	67,09	
Urée - Unité ΔpH	0,035	
Activité Anti-trypsique - mg/g	2,42	2,58
HCNS (Hydrate de carbone non-structuraux) - %	18,2	19,4
HCNF (Hydrate de carbone non-fibreux) - %	28,4	30,3
Énergie Brute Calculée (INRA) - Kcal/kg	4559	4865
UNT calculées* - %	79,93	85,30
ENI 3X Calculée* - Mcal/kg	2,14 (2,29) ¹	2,28 (2,44) ¹
ENg 3X Calculée* - Mcal/kg	1,58 (1,69) ¹	1,69 (1,81) ¹
ENe 3X Calculée* - Mcal/kg	2,26 (2,42) ¹	2,41 (2,58) ¹
Granulométrie XL - µm	1000-1250	
Granulométrie Fine - µm	850-1050	

Acides aminés

Tel que reçu

100% MS

Acides aminés totaux** - %	44,77	47,78
Cystéine (CYS) - %	0,64	0,68
Méthionine (MET) - %	0,55	0,59
Méthionine et Cystéine (M&C) - %	1,19	1,27
Lysine (LYS) - %	2,91	3,11
Alanine (ALA) - %	1,94	2,07
Acide Aspartique (ASP) - %	5,00	5,33
Acide Glutamique (GLU) - %	8,23	8,78
Glycine (GLY) - %	1,90	2,03
Isoleucine (ILE) - %	2,15	2,30
Leucine (LEU) - %	3,50	3,73
Proline (PRO) - %	2,38	2,54
Thréonine (THR) - %	1,76	1,87
Valine (VAL) - %	2,20	2,35
Arginine (ARG) - %	3,26	3,48
Histidine (HIS) - %	1,25	1,34
Phénylalanine (PHE) - %	2,24	2,39
Sérine (SER) - %	2,00	2,13
Tyrosine (TYR) - %	1,66	1,78
Tryptophane (TRP) - %	0,58	0,62

TRITURO[®]



Développé spécialement pour les ruminants, ce tourteau de soya offre une digestibilité rumen/intestin équilibrée.

Formule équilibrée

Minéraux

Tel que reçu

100% MS

Calcium (Ca) - %	0,34	0,36
Phosphore (P) - %	0,66	0,7
Sodium (Na) - %	0,02	0,02
Potassium (K) - %	2,40	2,56
Magnésium (Mg) - %	0,34	0,36
Soufre (S) - %	0,39	0,42
Fer (Fe) - ppm	143	152
Zinc (Zn) - ppm	50	53
Cuivre (Cu) - ppm	15	16
Manganèse (Mn) - ppm	29	30
Bore (Bo) - ppm	42	45
Aluminium (Al) - ppm	82	87

Analyse garantie

Tel que reçu

Matière Sèche (MS) - % MIN	88,00
Humidité - % MAX	12,00
Protéine Brute (PB) - % MIN	43,50
Matière Grasse Brute - % MIN	4,00
Fibre Brute - % MAX	7,00

* TDN : Total Digestible Nutrients ou UNT : Unités Nutritives Totales. Calculs basés sur Méthode proposée dans NRC 2001

** Adaptés d'analyses d'acides aminés du trituro pour la période 2024-2025 - ESCL Missouri (University of Missouri Agricultural Experiment Station Chemical Laboratories)

1- Les valeurs entre parenthèses correspondent aux énergies effectives, basées sur les observations terrain.



Transformateur de soya

Soya Excel

